

# 経腸栄養関連コネクタ製品切り替えに関するご案内

厚生労働省通知を受け、国際規格に合わせた経腸栄養関連コネクタの誤接続・誤注入防止目的のため、新規格のコネクタ製品へ切り替えする運びとなりました。

円滑な施設間連携を図るため、本案内をもって情報提供させていただきます。

## 当院の製品切り替え予定

**2021年3月15日(月)** をもって一斉に製品の入れ替えを実施します。

ただし入院患者様・外来患者様ともに、それまでに使用されている(留置されている)方もいらっしゃいますので、その方々に関しては、交換時期を目処に新規製品を使用していただきます。

## 今後の対応


切り替え日以降に当院から退院する患者様は、右図の新規格タイプのコネクタを使用します。

このタイプの製品に接続するためには、


A:新規格コネクタの製品同士を直接接続する。

B:「変換コネクタ」を介して旧規格製品と新規格製品を接続する。

のどちらかで対応する必要があります。特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には、「変換コネクタ」がないと接続できません。



これらの問題について施設間での混乱がないよう、お手数をおかけしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。



※新規格コネクタの供給都合上、一部製品は既存規格を使用して退院する場合があります。

## 連携施設様へのお願い

3月15日(月曜日)以降については、貴施設に置かれましても「変換コネクタ」のご準備、もしくは新規格製品への切り替えをお願いします。

## 問い合わせ・連絡先

公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院  
医療安全対策室 TEL: 06-644-33-446 (代表)